



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Omni

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema de Afastador Omni

SKU RM-OR-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Poste de Campo Estéril com Grampo Omni	Grampo de trilho de mesa de alta resistência e poste
1	Quadro Wishbone Padrão	Quadro estrutural em anel estilo forquilha bipartida
1	Braço de Extensão Articulado	19" (48,3 cm) para alcance estendido e flexibilidade
8	Suportes de Valva SnapClamp	Grampos de quadro deslizantes de conexão rápida
2	Afastadores Giratórios Mayo	2¾" × 2" (7,0 × 5.1 cm)
1	Afastador Giratório Mayo	3½" × 2" (8,9 × 5.1 cm)
1	Afastador Giratório Fence	Valva larga para parede muscular de 4" × 6" (10.2 × 15.2 cm)
1	Afastador Giratório Esplâncnico	Valva visceral profunda de 2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm)
1	Afastador Giratório Esplâncnico	Valva visceral profunda de 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
2	Afastadores Giratórios de Veia Renal	Valvas vasculares estreitas de 1" × 6" (2.5 × 15.2 cm)
1	Afastador Giratório Deaver	Valva curva de 2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm)
1	Afastador Giratório Maleável com Fenda	Tira dobrável de 2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm)
1	Afastador Giratório Maleável com Fenda	Tira dobrável de 3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm)

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Afastador Giratório Harrington (Sweetheart)	Valva em formato de coração de 2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Caixa de Armazenamento	Estojo de madeira com berços acolchoados personalizados

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Omni é um afastador autoestático avançado, montado na mesa, projetado para oferecer exposição operatória customizável e de baixo perfil durante procedimentos cirúrgicos abertos complexos. Projetado em torno de um quadro Wishbone bipartido adaptável, um grampo de poste de campo de alta resistência, um braço de extensão articulado de 19" (48,3 cm) e oito suportes de valva SnapClamp de conexão rápida, este sistema oferece tração multidirecional confiável sem ocupar espaço vital ao redor do campo estéril.

Projetado para precisão em procedimentos vasculares, transplantes, gerais, urológicos e pélvicos profundos, o Sistema de Afastador Omni apresenta um complemento extensivo de valvas giratórias especializadas — incluindo Mayo, Fence, Esplâncnica, Veia Renal estreita, Deaver, Harrington (Sweetheart) e afastadores maleáveis com fenda. Cada componente é usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético com acabamento acetinado antirreflexo, e o conjunto completo é acondicionado em uma caixa de armazenamento de madeira personalizada para transporte seguro e armazenamento organizado na unidade.

Fabricado em nossa unidade de produção dedicada, a Retractor Maker fornece o Sistema de Afastador Omni diretamente para hospitais, centros cirúrgicos e distribuidores de saúde em todo o mundo, com suporte por rastreabilidade total de materiais e suporte direto de fábrica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest