



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Desmarres Lidhalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Desmarres Lidhalter

SKU RM-DER-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standardkonfiguration — 5 ½" (14 cm) Länge, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)-Sattelblatt — Routine-Lidretraktion und Bulbusschutz	RM-DER-1-1	\$49
Isolierte Konfiguration — 5 ½" (14 cm) Länge, dielektrische Polymerbeschichtung — Elektroschirurgische Sicherheit bei Kauterisation und Radiofrequenz-Schnitten	RM-DER-1-2	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Desmarres Lidhalter ist ein international bewährter Retraktor für die Ophthalmologie und plastische Chirurgie, der speziell für die sichere, atraumatische Retraktion des Ober- oder Unterlids bei ästhetischen und rekonstruktiven Eingriffen entwickelt wurde. Das ultra-glatte, sattelförmige Blatt umschließt die Tarsalplatte und die Konjunktiva komfortabel und schützt den empfindlichen Bulbus oculi vor chirurgischen Traumata.

Konzipiert für präzises periokuläres Handling, bietet diese Konfiguration des Desmarres Lidhalters mit einer Gesamtlänge von 5 ½ Zoll (14 cm) dem Chirurgen eine exzellente taktile Kontrolle. Das Instrument ist in zwei spezialisierten Ausführungen erhältlich: Ein Standardmodell aus Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) (\$49) für die routinemäßige Dissektion und eine isolierte Konfiguration (\$79), die mit einem langlebigen dielektrischen Polymer beschichtet ist, um das Gewebe bei monopolaren oder bipolaren Eingriffen vor unbeabsichtigter thermischer Übertragung zu schützen. Der ausbalancierte Griff reduziert Ermüdungserscheinungen bei komplexen orbitalen Arbeiten.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Desmarres Lidhalter nach strengen klinischen Standards. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, glatte abgerundete Kanten und vollständige Autoklavierbarkeit für kosmetische, okuloplastische und ophthalmologische Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest