



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de pied et cheville à profil bas

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de pied et cheville à profil bas

SKU RM-LPFAR-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de pied et cheville à profil bas est un instrument chirurgical orthopédique indispensable, conçu spécifiquement pour fournir un levier osseux fiable et un déplacement des tissus mous dans les espaces articulaires étroits de la podiatrie et de la cheville. Conçu avec une tige à profil bas, cet instrument permet aux chirurgiens de travailler confortablement dans des champs opératoires confinés sans que des corps d'écarteurs volumineux n'obstruent les forêts chirurgicaux, les vis ou l'imagerie fluoroscopique.

Construite pour s'adapter à diverses profondeurs de tissus, la série d'écarteurs de pied et cheville à profil bas est proposée en deux longueurs totales : 7.5 inches (19.05 cm, 84 \$) pour les procédures de l'avant-pied et du milieu du pied, et 8.75 inches (22.22 cm, 89 \$) pour les expositions plus profondes de l'arrière-pied et de l'articulation de la cheville. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument offre des profils de lame structurels en configurations droite et courbée (bent) pour s'adapter aux contours osseux complexes. Son extrémité en bec profilé se loge solidement derrière l'os cortical, tandis que la poignée ergonomique assure une contre-traction manuelle stable.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de pied et cheville à profil bas pour résister à des couples orthopédiques élevés et à des cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux spécialistes de la podiatrie, de la traumatologie et de l'orthopédie du pied et de la cheville du monde entier une durabilité clinique et une précision chirurgicale inébranlables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest