



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Konkav Diz Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Konkav Diz Ekartörü

SKU RM-CKR-1

**\$105 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK | SKU / DETAYLAR | FİYAT (USD) |
|----------------|----------------|-------------|
| Standart Bıçak | RM-CKR-1-1     | \$105       |
| Dar Uzun Bıçak | RM-CKR-1-2     | \$105       |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Konkav Diz Ekartörü, total diz protezi ve kompleks diz rekonstrüksiyonları sırasında olağanüstü kemik kaldırıcı ve yumuşak doku koruması sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir ortopedik cerrahi ekartördür. Anatomik olarak konkav bıçak profili ile tasarlanan bu alet, femoral kondiller ve tibial plato çevresine pürüzsüzce uyum sağlayarak cerrahi ekiplerin kollateral ligamentleri ve periartiküler yumuşak dokuları kaymadan ekarte etmesine olanak tanır.

Ağır eklem kaldırıcı için üretilen bu Konkav Diz Ekartörü modeli, asistan ellerini testere yolunun dışında tutarken optimal çalışma derinliği sağlayan 9.5-inç (24.13 cm) yekpare yapısal uzunluğa (\$105) sahiptir. Cerrahlar iki özel bıçak geometrisi arasından seçim yapabilir: geniş yumuşak doku deplasmanı için Standart Bıçak veya derin, dar eklem boşlukları ve minimal invaziv diz yaklaşımları için optimize edilmiş Dar Uzun Bıçak. Ergonomik sap, uzun kemik kesimleri sırasında kullanıcı yorgunluğunu azaltarak üstün manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, yüksek mukavemetli cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Konkav Diz Ekartörü'nü ağır ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek diz rekonstrüksiyon ekiplerine sarsılmaz klinik dayanıklılık ve performans sunar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest