



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Martin-Simplex Wangen- und Lippenhalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Martin-Simplex Wangen- und Lippenhalter

SKU RM-MSCLR-1

\$24 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Martin-Simplex Wangen- und Lippenhalter ist ein essenzielles chirurgisches Instrument für die MKG-Chirurgie und Dentalmedizin, speziell entwickelt für die sichere, traumafreie Verdrängung von Wangen und Lippen bei intraoralen Eingriffen. Durch das anatomisch konkave Arbeitsende wird das empfindliche Schleimhautgewebe vor rotierenden Bohrern und Schneidinstrumenten geschützt, während gleichzeitig ein weites Sichtfeld auf den Alveolarkamm gewährleistet bleibt.

Konzipiert für maximale Kontrolle in engen dentalen Räumen, ist dieser Martin-Simplex Wangen- und Lippenhalter in zwei Standardlängen erhältlich: 10 cm (\$24) für den normalen oralen Zugang und 4 ½ Zoll (11 cm, \$29) für Eingriffe im tieferen Vestibulum. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt er über einen schmalhalsigen Schaft mit integriertem, fenestriertem und konkavem Blatt, das den Abfluss von Flüssigkeiten ermöglicht und dem OP-Personal eine ermüdungsfreie Hebelwirkung erlaubt. Der flache, massive Griff verhindert intraoperatives Abrutschen und schont die Hand des Anwenders.

Retractor Maker fertigt den Martin-Simplex Wangen- und Lippenhalter mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Dies bietet Dentalkliniken, MKG-Zentren und Praxen für Gesichtschirurgie weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest