



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Válvula Mitral

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Válvula Mitral

SKU RM-MVR-1

\$899 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Suporte Principal	Componente de suporte estrutural principal do sistema de afastamento
1	Afastador Externo Cooley	Componente de afastamento externo
1	Braço Lateral	Fornecer suporte estrutural adicional e posicionamento
3	Grampo Universal	Conecta e fixa componentes compatíveis dentro do sistema
1	Valva Tricúspide	Opção de valva para exposição cirúrgica cardíaca
1	Valva de Afastamento Grande	Opção de valva maior para afastamento de tecidos
3	Valva de Afastamento Pequena	Opções de valvas menores para afastamento de tecidos
1	Caixa de Esterilização	Organiza e protege o conjunto completo durante o armazenamento e reprocessamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Válvula Mitral é um sistema de afastamento especializado para cirurgia cardíaca, desenvolvido para estabelecer uma exposição clara e estável do átrio esquerdo e da anatomia intracardíaca durante reconstruções valvulares. Ao integrar-se diretamente a um afastador externo Cooley ou estrutura de esternotomia, este conjunto eleva e isola o tecido atrial para proporcionar aos cirurgiões cardíacos uma visão

desobstruída do anel valvar.

Configurado para posicionamento intraoperatório completo, o sistema Afastador de Válvula Mitral combina um afastador esternal Cooley de alta resistência, um suporte estrutural primário, um braço lateral ajustável e três grampos de montagem universais. O conjunto de valvas inclui uma valva tricúspide dedicada, uma valva de afastamento grande e três valvas pequenas, projetadas para afastar suavemente as margens atriais e o tecido septal interatrial sem causar lacerações.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador de Válvula Mitral completo, não estéril e totalmente autoclavável em uma caixa de esterilização reforçada e organizada, proporcionando aos hospitais qualidade consistente e desempenho confiável durante procedimentos de bypass cardiopulmonar.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest