



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Tejidos Blandos Sailer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Tejidos Blandos Sailer

SKU RM-SSTR-15-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño — 15 cm, valva de 7×25 mm	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Estándar — 15 cm, hoja de 10×35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Mediano-Grande — 15 cm, 12×55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Grande — 15 cm, valva de 14×70 mm	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Grande — 15 cm, hoja de 16×80 mm	RM-SSTR-15-1-5	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Tejidos Blandos Sailer es un retractor quirúrgico esencial para cirugía oral, maxilofacial y plástica facial, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos seguro y no traumático en corredores quirúrgicos estrechos. Diseñado con un extremo de trabajo curvo y ultra suave, este instrumento permite a los cirujanos separar limpiamente los márgenes mucosos, las mejillas y los colgajos periósticos de las fresas de corte óseo y osteótomos sin causar contusiones o desgarros localizados.

Construido para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y con una garantía de por vida contra óxido y defectos, esta configuración del Sailer Soft Tissue Retractor presenta una longitud total de 15 cm (\$44), optimizada para maniobrar en espacios confinados. Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de la hoja incorpora una configuración lisa de un solo extremo diseñada para prevenir traumatismos innecesarios durante la manipulación de tejidos blandos. Su mango plano ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual constante durante procedimientos prolongados.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflectante, Retractor Maker produce el Sailer Soft Tissue Retractor para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad completa en autoclave para salas de cirugía oral, clínicas de implantes dentales y centros maxilofaciales en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest