



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Biggs para Ritidectomia (Face Lift)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Biggs para Ritidectomia (Face Lift)

SKU RM-BFLR-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor	8" (20.3 cm) de comprimento, lâmina fenestrada de 5.2 cm	\$79
Embalagem/Estojo Protetor	Embalagem individual para transporte	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Biggs para Ritidectomia (Face Lift) é um instrumento de cirurgia estética aclamado internacionalmente, projetado para fornecer retração atraumática de tecidos moles durante procedimentos de rejuvenescimento facial. Desenvolvido com uma lâmina expansiva de 5.2 cm de largura, este instrumento distribui a força de retração uniformemente pelos retalhos cutâneos e SMAS, prevenindo deformações teciduais, isquemia ou lacerações nas bordas durante o descolamento extenso.

Construído para ergonomia operatória superior, este modelo do Afastador Biggs possui um comprimento total de 8 polegadas (20.3 cm). Sua lâmina integra uma arquitetura fenestrada especializada que reduz o peso total, permitindo que o cirurgião visualize os planos teciduais subjacentes através do corpo da lâmina. Um lábio distal suavemente contornado fixa-se com segurança sob o retalho cutâneo, proporcionando contra-tração constante e minimizando a fadiga manual do assistente durante dissecações prolongadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Biggs seguindo rigorosas tolerâncias clínicas, garantindo alta resistência à corrosão, manuseio confortável e durabilidade total em autoclave para centros de cirurgia plástica e estética.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)