



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Williams Distal Radius Fracture Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Williams Distal Radius Fracture Retractor

SKU RM-WDRFR-45-1

\$189 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
左曲ブレード — 4.5" (11.43 cm) 全長、鈍角爪、左曲	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
右曲ブレード — 4.5" (11.43 cm) 全長、鈍角爪、右曲	RM-WDRFR-45-1-2	\$189

製品詳細

Williams Distal Radius Fracture Retractorは、橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定術において、安全で滑りにくいボーンレバレッジと軟部組織の変位を提供するために特別に設計された不可欠な整形外科手術器具です。ヘンリー（Henry）アプローチまたは修正FCR（橈側手根屈筋）アプローチを通じて橈骨皮質を包み込むように設計されており、正中神経を圧迫することなく、方形回内筋と屈筋腱をきれいに保持します。

本製品は、劣化することなく高頻度のオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるように構築されており、全長4.5インチ (11.43 cm, \$189) の構成となっています。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたプロングプロファイルは、橈骨掌側縁で滑りにくい確実な骨コンタクトを維持するために、特別に輪郭形成された鈍的左右アングルプロングを特徴としています。術者は解剖学的側性に合わせて、Curved LeftブレードまたはCurved Rightブレードの2つの異なる幾何学的プロファイルから選択できます。人間工学に基づいたハンドルは、疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のWilliams Distal Radius Fracture Retractorは、厳格な臨床許容誤差を維持しており、世界中の手外科センター、トラウマユニット、整形外科再建手術室に、卓越した耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest