



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sims Vaginal-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sims Vaginal-Re traktor

SKU RM-SVR-19-1

\$91 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
63.5 mm × 25 mm — Poliert oder Ebonisiert	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Poliert oder Ebonisiert	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Poliert oder Ebonisiert	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Poliert oder Ebonisiert	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Poliert oder Ebonisiert	RM-SVR-19-1-5	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sims Vaginal-Retraktor ist ein grundlegendes Instrument für die Gynäkologie und die rekonstruktive Beckenchirurgie, das speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung der Vaginalwände und des Beckenbodens entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem asymmetrischen, doppelendigen Design bestehend aus zwei rechtwinkligen Entenschnabelblättern unterschiedlicher Länge, die in dieselbe Richtung zeigen, ermöglicht dieses Instrument das tiefe Einführen eines Endes in das Vaginalgewölbe, während das gegenüberliegende Ende als ergonomischer Griff für den manuellen Zug dient.

Mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost und Defekte versehen, weist dieser Sims Vaginal-Retraktor eine Gesamtlänge von 19 cm auf. Das in Handarbeit aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigte Instrument bietet zwei Beschichtungsoptionen: eine standardmäßige,

hochglanzpolierte Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) oberfläche für Routineeingriffe oder ein nicht-reflektierendes ebonisiertes Finish, das für blendfreie Lasereingriffe optimiert ist. Das Auswahlmenü bietet fünf Blattdimensionen: 63.5 mm × 25 mm (\$91), 76 mm × 32 mm (\$93), 82.5 mm × 32 mm (\$95), 82.5 mm × 38 mm (\$97) und 89 mm × 41 mm (\$99). Die glatten, abgerundeten Blattkanten schützen die Schleimhautfalten vor Lazerationen.

Mit außergewöhnlicher Präzision gefertigt, produziert Retractor Maker den Sims Vaginal-Retraktor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er geburtshilflichen Abteilungen, gynäkologischen Operationssälen und Frauenkliniken weltweit unübertroffene Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und absolute klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest