



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de type Fukuda Kujat

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de type Fukuda Kujat

SKU RM-FKSR-1

\$94 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de type Fukuda Kujat	Longueur totale 9" (22.86 cm), lame large dentelée, poignée en T — 1	\$94
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel — 1	\$94

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de type Fukuda Kujat est un instrument orthopédique spécialisé, conçu spécifiquement pour fournir un levier puissant et antidérapant sur l'humérus proximal lors des arthroplasties totales et inversées de l'épaule. Conçu pour épouser la tête humérale postérieure, cet écarteur déplace l'humérus vers l'arrière, loin du rebord glénoïdien, offrant à l'équipe chirurgicale une vue étendue et dégagée de la cavité articulaire.

Construit pour un effet de levier manuel maximal et un contrôle peropératoire optimal, cette configuration de l'écarteur de type Fukuda Kujat présente une longueur totale de 9 pouces (22.86 cm, \$94). Sa partie travaillante intègre un profil large à motif dentelé qui agrippe fermement l'os cortical et les tissus capsulaires environnants, évitant tout glissement accidentel pendant l'alésage et l'insertion des composants. L'instrument est doté d'une poignée robuste en T qui confère à l'assistant chirurgical un avantage mécanique de traction substantiel tout en réduisant la fatigue du poignet et de l'avant-bras.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur de type Fukuda Kujat pour résister aux couples orthopédiques immenses et aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes de reconstruction et de traumatologie de l'épaule du monde entier une fiabilité clinique et une précision inébranlables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest