



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Parker-Tommy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Parker-Tommy

SKU RM-PTR-16-1

\$39 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Parker-Tommy	Comprimento total de 16 cm, lâminas curvas assimétricas de ponta dupla	\$39
Manga / Caixa Protetora	Embalagem individual de transporte	\$39

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Parker-Tommy é um retrator cirúrgico versátil de ponta dupla, projetado especificamente para fornecer retração confiável de margens de feridas e tecidos moles em profundidades variadas durante procedimentos cirúrgicos gerais, ortopédicos e plásticos. Projetado com lâminas curvas contrastantes em extremidades opostas de um cabo central, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas transitem sem esforço entre a retração de tecido subcutâneo superficial e a elevação fascial mais profunda.

Construído em uma configuração de tamanho padrão única para suportar o deslocamento eficiente de tecidos e a visibilidade ideal do campo, esta configuração do Afastador Parker-Tommy apresenta um comprimento total da ferramenta de 16 cm (\$39). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o layout da geometria da lâmina incorpora um perfil de configuração assimétrico de ponta dupla com margens arredondadas e lisas que sustentam as bordas da ferida de forma limpa, sem causar trauma tecidual. Sua estrutura central de aderência de superfície plana fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual constante e livre de fadiga durante procedimentos operatórios ativos.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Parker-Tommy para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para salas de cirurgia, centros de trauma e clínicas cirúrgicas ambulatoriais em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest