



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Mitral Kapak Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mitral Kapak Ekartörü

SKU RM-MVR-1

\$899 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ana Braket	Ekartör sisteminin ana yapısal destek bileşeni
1	Cooley Sternum Ekartörü	Sternum ekartasyon bileşeni
1	Yan Kol Çubuğu	Ek yapısal destek ve konumlandırma sağlar
3	Üniversal Klemp	Sistem içindeki uyumlu bileşenleri bağlar ve sabitler
1	Triküspid Bıçağı	Kardiyak cerrahi görüş için bıçak seçeneği
1	Büyük Ekartör Bıçağı	Doku ekartasyonu için daha büyük bıçak seçeneği
3	Küçük Ekartör Bıçağı	Doku ekartasyonu için daha küçük bıçak seçenekleri
1	Sterilizasyon Kutusu	Saklama ve yeniden işleme sırasında setin tamamını düzenler ve korur

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mitral Kapak Ekartörü, kapak rekonstrüksiyonları sırasında sol atriyum ve intrakardiyak anatomisinin net ve stabil bir şekilde açığa çıkarılması için tasarlanmış özel bir kalp cerrahisi ekartör sistemidir. Doğrudan bir Cooley sternal ekartör veya sternotomi çerçevesine entegre edilerek, bu düzenek atriyal dokuyu yükseltir ve izole eder; böylece kalp cerrahlarına kapak anulusunun engelsiz bir görünümünü sunar.

Eksiksiz intraoperatif konumlandırma için yapılandırılan Mitral Kapak Ekartörü sistemi, ağır hizmet tipi bir Cooley sternum ekartörü, bir birincil yapısal destek braket, ayarlanabilir bir yan kol çubuğu ve üç adet üniversal montaj klempini içerir. Bıçak seti, özel bir triküspid bıçağı, bir büyük ekartör bıçağı ve atriyal kenarlar ile interatriyal

septal dokuyu yırtılmaya yol açmadan nazıkçe ekarte etmek için tasarlanmış üç küçük ekartör bıçağından oluşur.

Yansıma önleyici saten kaplamalı cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, tam Mitral Kapak Ekartörü setini steril olmayan ve düzenli, ağır hizmet tipi bir sterilizasyon kutusunda tamamen otoklavlanabilir şekilde tedarik ederek; hastanelere kardiyopulmoner baypas prosedürleri sırasında tutarlı kalite ve güvenilir performans sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest