



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Weitlaner Wundsperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Weitlaner Wundsperrer

SKU RM-WR-SERIES-1

\$94 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
4" bis 4 ½" (10–11.5 cm) — 2×2 oder 2×3 Zinken	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" bis 5 ½" (13–14 cm) — 3×4 Zinken	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3×4 Zinken	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3×4 Zinken	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24–25.5 cm) — 5×6 Zinken	RM-WR-SERIES-1-5	\$114

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Weitlaner Wundsperrer ist ein international anerkannter, selbsthaltender Wundspreizer, der speziell für die zuverlässige, freihändige Spreizung von Weichteil- und Wundrändern in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie, plastischen Chirurgie und Neurologie entwickelt wurde. Das mit nach außen gebogenen, mehrzinkigen Valven und einer mechanischen Sperre ausgestattete Instrument hält Inzisionsränder unter kontinuierlicher Spannung offen, was die Ermüdung der Assistentenhände verhindert und einen ungehinderten Zugang zum Operationsfeld ermöglicht.

Gemäß klinischen Spezifikationen gefertigt, umfasst diese Weitlaner Retractor-Linie eine umfangreiche Größenmatrix in fünf Hauptlängen: 4" bis 4 ½" (10–11.5 cm, \$94) mit 2×2 oder 2×3 Zähnen für kleine Inzisionen, 5" bis 5 ½" (13–14 cm, \$99) mit 3×4 Zähnen für mittlere Wunden, 6 ½" (16.5 cm, \$104) mit 3×4 Zähnen für die Allgemein- und Wirbelsäulenchirurgie, 8" (20 cm, \$109) mit 3×4 Zähnen für tiefe Geweberetraktion sowie 9 ½" bis 10" (24–25.5 cm, \$114) mit 5×6 Zähnen für maximale Tiefe und ausgeprägte muskuläre Exposition. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht

magnetisch), sind die Zinken je nach Gewebeempfindlichkeit in scharfer oder stumpfer Ausführung erhältlich.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Weitlaner Wundsperrer so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er Operationssälen, Traumazentren und ambulanten Chirurgiezentren weltweit außergewöhnliche mechanische Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und absolute klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest