



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur nasal Converse

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur nasal Converse

SKU RM-CNR-45-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Sans éclairage par fibre optique	RM-CNR-45-1-1	\$69
Avec éclairage par fibre optique	RM-CNR-45-1-2	\$209

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur nasal Converse est un instrument de référence pour la rhinoplastie, conçu spécifiquement pour assurer une élévation stable et atraumatique de l'enveloppe cutanée nasale, de la voûte cartilagineuse et du périoste dorsal. Grâce à un angle d'inclinaison optimal, cet instrument permet aux chirurgiens de maintenir un accès opératoire dégagé au dorsum osseux et cartilagineux tout en protégeant le lambeau cutané sus-jacent des ecchymoses focales.

Conçu pour s'adapter aux procédures, ce modèle d'écarteur nasal Converse présente une longueur totale de 4 ½ inches (11.4 cm) associée à une lame effilée de 11.0 mm de large sur 44.0 mm de long. L'instrument est disponible en deux options fonctionnelles : un modèle standard non éclairé (\$69) et une configuration premium éclairée (\$209) intégrant un faisceau de fibres optiques qui projette un éclairage brillant et sans ombre directement dans la poche chirurgicale profonde. Le faisceau lumineux comprend un raccord universel compatible avec les sources lumineuses standard des blocs opératoires (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur nasal Converse pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie plastique et ORL une clarté optique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une longévité clinique accrue.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest