



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores para Ligamentos Colaterales

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores para Ligamentos Colaterales

SKU RM-CLR-1

\$104 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador para Ligamentos Colaterales	Longitud total de 8" (20.3 cm), perfiles de hoja de 5 mm y 11 mm	\$104
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$104

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Separadores para Ligamentos Colaterales son instrumentos quirúrgicos ortopédicos especializados, diseñados específicamente para proteger y retraer el ligamento colateral medial (LCM) y el ligamento colateral lateral (LCL) durante el reemplazo total de rodilla. Diseñados para asentarse perfectamente contra la meseta tibial y las cortezas del cóndilo femoral, estos instrumentos mantienen los tejidos ligamentosos aislados de las sierras óseas oscilantes y las fresas rotatorias.

Construido para una protección precisa del margen articular, este modelo de Separadores para Ligamentos Colaterales cuenta con una longitud total de chasis uniforme de 8 pulgadas (20.3 cm) (\$104). El extremo de trabajo integra anchos de hoja de doble perfil, incorporando un perfil estrecho de 5 mm para espacios articulares reducidos junto con un perfil ancho de 11 mm para una cobertura ligamentosa más extensa. Su punta de hoja contorneada se engancha de forma segura sobre el borde óseo, evitando deslizamientos accidentales durante resecciones tibiales o femorales agresivas.

Forjados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico superior con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker produce estos Separadores para Ligamentos Colaterales para soportar cargas mecánicas pesadas, proporcionando a los cirujanos reconstructores de rodilla de todo el mundo un control táctil excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest