



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Freeman Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Freeman Rake Retractor

SKU RM-FRR-7-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
22 mm Breiter Rechen — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm Rechen-Haken — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Freeman Rake Retractor ist ein international anerkannter Wundhaken für die ästhetische und rekonstruktive plastische Chirurgie, der speziell für die sichere, rutschfeste Präparation von Hautlappen bei Rhytidektomien und Weichteileingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit mehreren scharfen Zinken ermöglicht dieses Instrument Chirurgen die Anwendung eines gleichmäßigen manuellen Gegenzugs über kutane und subkutane Ebenen hinweg, ohne punktuelle Hauteinrisse zu verursachen.

Passend zu unterschiedlichen Inzisionsgrenzen behält diese Standardkonfiguration des Freeman Rake Retractor eine Gesamtlänge von 7 Zoll (18 cm) bei. Das Instrument wird in zwei wählbaren Breiten gefertigt: ein 22 mm breites Modell (\$44) für lokalisierte Gesichtslappen und ein breites 38 mm Modell (\$49) für die großflächige Unterminierung von Wangen- und Halspartien. Der gebogene Schaft hält die Hände des Assistenten von der Dissektionslinie fern, während der flache, ergonomische Griff eine ermüdungsfreie Handhabung bei mehrstündigen Eingriffen gewährleistet.

Gefertigt aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Freeman Rake Retractor für die Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Zentren der kosmetischen Chirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest