



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Breast Engler Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Breast Engler Retractor

SKU RM-BER-OPT-1

\$139 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Breast Engler Retractor	65 × 12 mm Blatt mit integriertem Glasfaserbündel
1	Universal-Lichtkabeladapter	Anschluss an Standard-OP-Lichtkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Breast Engler Retractor ist ein unverzichtbarer beleuchteter chirurgischer Retraktor, der speziell für die überlegene Visualisierung von Taschen und die sanfte Anhebung des Parenchyms während der ästhetischen und rekonstruktiven Brustchirurgie entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem integrierten Glasfaserbündel projiziert dieses Instrument kühles, schattenfreies Licht direkt in tiefe subglanduläre und subpektorale Ebenen und eliminiert dunkle Vertiefungen, ohne dass unhandliche externe Stirnlampen erforderlich sind.

Abgestimmt auf die filigrane Brutanatomie verfügt diese Konfiguration des Breast Engler Retractor über ein präzisionsgefertigtes, 65 mm langes und 12 mm breites Blattprofil (\$139). Seine schmale, längliche Architektur gleitet mühelos durch minimale inframammäre oder periareoläre Inzisionen und bietet gleichzeitig eine unnachgiebige mechanische Hebelwirkung zum Anheben von Pektoralismuskellappen. Der Universal-Glasfaseranschluss lässt sich nahtlos in Standard-Lichtleitkabel im Operationssaal integrieren und gewährleistet eine vielseitige klinische Konnektivität.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochtransmissiven optischen Glasfasern mit einem blendfreien Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Breast Engler Retractor unsteril und voll autoklavierbar in einer Schutzverpackung aus. Damit bietet er Chirurgen in der kosmetischen, plastischen und onkologischen Brustchirurgie hohe Langlebigkeit und chirurgische Klarheit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest