



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Caspar Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Caspar Self Retaining Retractor

SKU RM-CSRR-SET-1

\$649 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Çift Mafsallı Makas İskeleti Şasisi	Cırcırlı ve vida kilitli, düşük profilli mafsallı iskelet
1	Manuel Ayar Anahtarı	Mikro gerilim ayarı için kalibre edilmiş ayar anahtarı
1 Set	Yarı Keskin Lateral Dişli Uçlar	38 mm derinlik (seçilebilir 2, 3 veya 4 dişli modeller)
1 Set	Uzatılmış Düz Visseral Kanca Uçlar	38 mm derinlikte pürüzsüz atravmatik uç modülleri
1	Koruyucu Saklama / Taşıma Kutusu	Özel tasarlanmış taşıma çantası

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Caspar Self Retaining Retractor, anterior servikal diskektomi ve füzyon (ACDF) ve servikal korpektomi sırasında stabil, eller serbest yumuşak doku ve visseral deplasman sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir spinal cerrahi ekartör sistemidir. Sapları boyundan yanal olarak uzaklaştıran çift mafsallı makas iskeleti ile tasarlanan bu sistem, cerrahların mikroskobik görüş hattını veya floroskopik görüntülemeyi engellemeden sürekli medial-lateral karşı traksiyon sürdürmesine olanak tanır.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Caspar Self Retaining Retractor tam seti (\$649), entegre bir vida kilidi ve cırcırlı kitleme kolu ile yönetilen mafsallı çift menteşeli bir shaft makas şasisine sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen modüler sistem, manuel ayar anahtarının yanı sıra 38 mm standart çalışma derinliği ile yapılandırılmış sökülebilir bir lateral uç sistemi içerir. Modüler uç envanteri, longus colli kaslarına güvenli bir şekilde ankray yapmak için yarı keskin dişli uçları (2, 3 veya 4 dişli seçenekleriyle) ve özofagus ile trakeayı medial yönde güvenle ekarte eden uzatılmış Caspar düz uç / kanca modüllerini birleştirir.

Parlamayı önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Caspar Self Retaining Retractor'ı tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki nöroşirürji ameliyathanelerine ve ortopedik omurga merkezlerine eşsiz mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest