



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

PERCY AMPUTATION RETRACTOR

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



PERCY AMPUTATION RETRACTOR

SKU RM-PAR-1

\$399 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499

製品詳細

PERCY AMPUTATION RETRACTORは、主要な四肢切断術において、広範囲の周状軟部組織および筋肉の牽引を目的として設計された、整形外科および外傷外科用の古典的なレトラクターです。骨幹を囲む広大な円形シールドパドルを備えたこの器具により、外科助手は切断された筋腹を骨切断部位の近位側へきれいに引き上げることができ、回転式または振動式切断鋸から軟部組織を保護します。

過酷な外傷治療環境における優れた耐久性と長寿命を実現するため、このPERCY AMPUTATION RETRACTORシリーズは3つの全長から選択可能です。上肢および小児外科用の24.3 cm (\$399)、大腿部および下腿切断用の35.0 cm (\$449)、そして肥満患者や筋肉量の多い症例用の延長モデル42.0 cm (\$499)です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を手作業で加工しており、取り外し可能な非対称ハンドル構造は、最大の牽引力を発揮しながらも、洗浄時には素早い分解を可能にします。

反射防止のサテンマット仕上げが施されたRetractor Maker製のPERCY AMPUTATION RETRACTORは、強い機械的牽引や度重なるオートクレーブ滅菌に耐えうるよう製造されており、世界中の外傷センター、野戦病院、整形外科手術室に揺るぎない構造的信頼性と完全な臨床的安心を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest