



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



# Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics

SKU RM-BMRFO-1

**\$239 USD**

## コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                   | 寸法 / 詳細                    |
|----|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics | 50 mm窓あきブレード、ライトガイド、吸引チューブ |
| 1  | ユニバーサルライトケーブル継手                           | 標準的な手術室用ファイバーケーブルに接続       |
| 1  | 保護スリーブ/ボックス                               | 標準的な輸送用パッケージ               |

## 製品詳細

Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Opticsは、美容および再建乳房形成術において、優れたポケットの視認性と術野のクリアな確保を可能にする最高級の照明付き乳房手術器具です。高輝度ファイバー照明と連続的な排煙・吸引チャンネルを統合することで、暗部を解消し、電気メスの煙（スモークプルーム）を同時に排出します。

難易度の高い手術手技向けに設計されたこのBiggs Mammoplasty Retractor, Fiber Opticsの構成は、50 mmの標準幅ブレード（\$239）を採用しています。ワーキングエンドには特殊な窓あき構造が組み込まれており、局所的な圧迫を最小限に抑えながら、腺組織に対して優れた機械的牽引力と安定性を提供します。統合されたファイバー束には、Storz、Olympus、Wolf、ACMIなどの標準的な病院用ライトケーブルと互換性のあるユニバーサル継手が備わっており、手術室へのスムーズな導入を保証します。

医療グレードのドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と、反射防止サテン仕上げを施した高透過率光学ガラスファイバーから製造されており、Retractor MakerはBiggs Mammoplasty Retractor, Fiber Opticsを非滅菌かつオートクレーブ対応で提供しています。世界中の乳房外科センターにおいて、卓越した耐久性、光学的透明度、および臨床的有用性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

**+92 327 8345101**

ウェブサイト

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest