



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Glenosphären-Komponenten-Hebel für die totale und
inverse Schulterarthroplastik

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Glenosphären-Komponenten-Hebel für die totale und inverse Schulterarthroplastik

SKU RM-TRSAGCR-26-1

\$109 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Total and Reverse Shoulder Arthroplasty Glenosphere Component Retractor	Länge 10 ¼" (26.03 cm), 24 mm Doppelzinken-Spitze, ergonomischer Griff	\$109
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$109

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Glenosphären-Komponenten-Hebel für die totale und inverse Schulterarthroplastik ist ein spezialisiertes orthopädisch-chirurgisches Instrument, das speziell für eine zuverlässige Knochenhebelwirkung und die posteriore Dislokation des proximalen Humerus bei anatomischen und inversen Schulterrekonstruktionen entwickelt wurde. Dieser Retraktor ist so konzipiert, dass er hinter dem Glenoidrand und dem Humerushals platziert wird. Er ermöglicht es dem chirurgischen Team, den Humerus nach posterior zu drücken, wodurch ein breiter Sichtkorridor direkt in das Glenoid zur Fixierung der Basisplatte und zum Einsetzen der Glenosphärenkomponente entsteht.

Konzipiert für hochfrequente Autoklaven-Sterilisationszyklen und mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost und Materialfehler ausgestattet, verfügt diese Konfiguration des Retraktors über eine Gesamtlänge von 10 ¼ inches (26.03 cm, \$109). Die aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Arbeitsspitze weist eine 24 mm breite, zweizinkige Geometrie auf, die so konturiert ist, dass sie die Humeruskortikalis und schweres Kapselgewebe sicher fixiert, ohne abzurutschen. Die Griffeneinheit verfügt über eine verlängerte einendige Architektur, die in einen ergonomischen Griff integriert ist, um eine komfortable, sichere und rutschfeste Kontrolle während der langwierigen Gelenkpräparation zu gewährleisten.

Retractor Maker fertigt diesen Glenosphären-Komponenten-Hebel als unsteriles, wiedersterilisierbares OP-Gerät mit einer blendfreien, satinierten Oberfläche. Er ist darauf ausgelegt, enormen mechanischen Drehmomenten

standzuhalten und bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Schulterrekonstruktionsabteilungen und sportmedizinische Zentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest