



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur à doigt Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur à doigt Meyerding

SKU RM-MFR-178-1

\$39 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	3 pointes, pointu	Dimensions (Longueur × Largeur) : 9.5 mm × 3.9 mm de large · Rôle clinique principal : Prise dermique antidérapante et élévation de petits lambeaux cutanés · Prix (USD) : \$39.00
1	Profil denté	Dimensions (Longueur × Largeur) : 3.1 mm × 6.3 mm de large · Rôle clinique principal : Exposition ciblée de la gaine tendineuse et maintien des marges fibreuses · Prix (USD) : \$39.00
1	Profil denté	Dimensions (Longueur × Largeur) : 4.7 mm × 15.8 mm de large · Rôle clinique principal : Rétraction fasciale intermédiaire et reconstruction tendineuse · Prix (USD) : \$39.00
1	Profil mousse	Dimensions (Longueur × Largeur) : 3.1 mm × 9.5 mm de large · Rôle clinique principal : Rétraction neurovasculaire atraumatique et exposition digitale · Prix (USD) : \$39.00
1	Profil mousse	Dimensions (Longueur × Largeur) : 6.3 mm × 17.4 mm de large · Rôle clinique principal : Élévation large des tissus mous et exposition des ligaments de la main · Prix (USD) : \$39.00
1	Étui / Boîte de protection	Dimensions (Longueur × Largeur) : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur à doigt Meyerding est un instrument chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une élévation antidérapante des lambeaux cutanés et une rétraction délicate des tissus mous lors de procédures de chirurgie de la main, plastique et générale mineure. Doté d'une tige ergonomique reliant divers embouts de travail, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de mobiliser proprement les marges cutanées et les gaines tendineuses sans provoquer de contusions par pression localisée.

Construit selon une matrice de sélection hautement adaptable, cet écarteur à doigt Meyerding conserve une longueur totale d'instrument de 17.8 cm (\$39). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose des profils de corps sélectionnables (court, long ou courbe) et des désignations de modèles allant des Styles #1, #2, #3, #4, #5 et #6. Les options de types de lames comprennent : 3 pointes pointues (9.5 × 3.9 mm de large), des profils dentés (3.1 × 6.3 mm et 4.7 × 15.8 mm) et des profils mousses (3.1 × 9.5 mm et 6.3 × 17.4 mm). Son manche ergonomique assure un effet de levier manuel sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur à doigt Meyerding pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique complète pour les cliniques de chirurgie de la main et les blocs opératoires de chirurgie plastique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest