



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Endeural Autoestático Snitman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Endeural Autoestático Snitman

SKU RM-SSER-108-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Endeural Autoestático Snitman	Longitud total de 10.8 cm, ganchos afilados de 3x3, cierre de cremallera	\$99
Funda Protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Endeural Autoestático Snitman es un retractor especializado para otología y microcirugía, diseñado específicamente para proporcionar una separación dependiente y manos libres de los bordes de la herida en trayectorias quirúrgicas superficiales y detalladas. Diseñado con un chasis de anillos de perfil bajo desplazado, este instrumento mantiene abiertas las incisiones endaurales y del conducto auditivo externo bajo una tensión mecánica calibrada, eliminando la fatiga de la mano del asistente y preservando una línea de visión sin obstrucciones bajo microscopios quirúrgicos.

Construido para ofrecer una resistencia excepcional a la corrosión y respaldado por una garantía de por vida contra defectos de fabricación, esta configuración del Separador Endeural Autoestático Snitman presenta una longitud total de la herramienta de 10.8 cm (\$99). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la disposición de las puntas presenta una configuración asimétrica de ganchos afilados de 3x3. El perfil de interacción tisular está meticulosamente calibrado para que las puntas afiladas se anclen de forma segura en los márgenes de la microincisión, ofreciendo la máxima tracción mecánica con un riesgo mínimo de deslizamiento en los bordes cartilaginosos. Su engranaje de cremallera mecánica de múltiples posiciones mantiene la tensión de separación continua de forma automática.

Suministrado como un dispositivo no estéril y reesterilizable con un acabado mate satinado antirreflectante, Retractor Maker produce el Separador Endeural Autoestático Snitman para soportar procesamientos frecuentes a altas temperaturas, proporcionando a las salas de otorrinolaringología, centros de reconstrucción del oído

medio y quirófanos de microcirugía de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest