



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lone Star Retractor (Genel, Baş ve Boyun Cerrahisi)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lone Star Retractor (Genel, Baş ve Boyun Cerrahisi)

SKU RM-LSR-GHN-1

\$499 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük Halka — 22.0 cm x 11.3 cm (Genel/Baş ve Boyun)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Standart Halka — 28.3 cm x 18.3 cm (Genel/Baş ve Boyun)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Büyük Ring — 32.5 cm x 18.3 cm (Genel/Baş & Boyun)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lone Star Retractor (Genel, Baş ve Boyun Cerrahisi), hassas yumuşak doku diseksiyonları sırasında net ve eller serbest görselleştirme sağlamak üzere tasarlanmış, yüksek oranda uyarlanabilir bir kendinden tutmalı retractor çerçevesidir. Çevresindeki çentiklere sabitlenmiş çok yönlü elastik stay kancalarıyla cerrahi yara kenarlarını açık tutan bu sistem, manuel retraksiyon yorgunluğunu ortadan kaldırır ve operasyon alanındaki kalabalığı en aza indirir.

Dar cerrahi koridorlarda anatomik uyumluluk için özel olarak tasarlanan bu Lone Star Retractor (Genel, Baş ve Boyun Cerrahisi) konfigürasyonu; boyun, aksilla ve karın duvarı etrafındaki düzensiz vücut konturlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Çerçevenin hassas işlenmiş yuva geometrisi, cerrahi ekiplerin elastik stayleri kademeli olarak konumlandırmasına ve germesine olanak tanıyarak homojen bir maruziyet sağlar ve yara kenarları boyunca fokal doku iskemisini minimize eder.

Yüksek mukavemetli anodize alüminyum ve tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Lone Star Retractor (Genel, Baş ve Boyun Cerrahisi) ürününü steril olmayan şekilde ve tamamen otoklavlanabilir yapıda bireysel koruyucu kutu içinde sunar. Bu, cerrahi merkezlere uzun vadeli güvenilirlik ve zahmetsiz intraoperatif ayarlanabilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest