



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur condylien de Reich

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur condylien de Reich

SKU RM-RCR-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
18 cm Longueur totale — Profil 80° ou 110°	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm Longueur totale — Profil 80° ou 110°	RM-RCR-1-2	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur condylien de Reich est un écarteur chirurgical spécialisé pour la chirurgie orale, maxillofaciale et de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM), conçu spécifiquement pour assurer un levier osseux sûr et le déplacement des tissus mous autour du condyle mandibulaire et du col sous-condylien. Conçu avec un angle d'accrochage anatomique, cet instrument permet aux chirurgiens d'envelopper proprement le col condylien profond, protégeant l'artère maxillaire interne, le plexus ptérygoïdien et les branches du nerf facial lors des ostéotomies sous-condyliennes.

Construit avec un châssis hautement durable et résistant à la corrosion, cette série d'écarteurs condyliens de Reich est disponible en deux longueurs totales : 18 cm (\$49) pour les approches ATM standard et 19 cm (\$59) pour les champs opératoires plus profonds. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'extrémité de travail offre deux angulations distinctes à sélectionner lors de la commande : un profil à 80 degrés pour les approches sous-mandibulaires ou un profil à 110 degrés optimisé pour les expositions pré-auriculaires de l'ATM. Sa poignée ergonomique offre un levier manuel sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur condylien de Reich pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie orale, maxillofaciale et craniofaciale du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance

à la corrosion et une fiabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest