



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cobra Retractor with Hand Rest (ハンドレスト付コブラ開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cobra Retractor with Hand Rest (ハ ンドレスト付コブラ 開創器)

SKU RM-CRHR-1

\$169 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Cobra Retractor with Hand Rest	全長10.22"、32 mmブレード、ハンドレスト一体型	\$169
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$169

製品詳細

Cobra Retractor with Hand Restは、人工股関節全置換術や関節再建術において優れた機械的レバレッジを提供し、助手の疲労を最小限に抑えるために特別に設計された高度な整形外科用開創器です。ハンドルに統合された人間工学に基づいたハンドレストプラットフォームにより、手術助手はグリップを安定させ、手を支えることができ、高いカウンター・トラクション負荷を容易に維持することが可能になります。

スムーズな解剖学的クリアランスを実現するため、このCobra Retractor with Hand Restモデルは全長10.22インチ（\$169）、刃幅32 mmを採用しています。その湾曲した構造は、大腿骨や骨盤骨の輪郭に沿ったスムーズで深い組織の牽引を促進するように設計されており、骨膜を損傷することなく厚い筋肉層の下に滑り込みます。先端部は皮質縁を確実にフックし、激しい関節リーミング中の偶発的な脱落を防ぎます。

反射を抑えたサテンマット仕上げの高品質な高張力サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製のCobra Retractor with Hand Restは、強いレバレッジ負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、整形外科手術チームに比類のない快適性と臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest