



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Fischl 靴べら型レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fischl 靴べら型レトラクター

SKU RM-FSHR-16-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Fischl 靴べら型レトラクター	全長 16 cm、湾曲した靴べら状スパチュラ刃	\$24
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$24

製品詳細

Fischl 靴べら型レトラクターは、形成外科、一般外科、再建外科の手術において、滑らかで非侵襲的な軟部組織の変位と組織面の剥離を実現するために設計された特殊な手持ち式手術器具です。非常に滑らかで輪郭の整った靴べら状のスパチュラ刃を備えたこの器具は、外科医が摩擦による外傷や組織縁の挫滅を引き起こすことなく、インプラントの誘導、繊細な皮膚弁の挙上、創縁の牽引を行うことを可能にします。

臨床における多様な有用性を考慮して構築されたこの Fischl 靴べら型レトラクターは、全長 16 cm の構成を採用しています。ワーキングブレードは、狭い手術用トンネルにも無理なく滑り込む緩やかなスクープ状の湾曲プロファイルを備えており、局所的な圧迫壊死を防ぐ広い接触面でのカウンター・トラクションを提供します。人間工学に基づいたフラットハンドルは優れた手感触のフィードバックをもたらし、長時間の剥離操作においても助手による安定した組織偏向の維持を可能にします。

反射を抑えたサテンマット仕上げの高品質な医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Maker は厳格な臨床基準に従ってこの Fischl 靴べら型レトラクターを製造しています。高い耐食性、強固な構造的剛性、そして世界中の病院の手術室や美容外科クリニックでの使用に耐えうる完全なオートクレーブ耐久性を実現しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest