



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Coryllos Retractors

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Coryllos Retractors

SKU RM-COR-THOR-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
22 mm × 82 mm — 9 ½" – 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm × 108 mm — 9 ½" – 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm × 115 mm — 9 ½" – 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119

製品詳細

Coryllos Retractorsは、開胸術や肺切除術において胸腔および胸壁を確実に術野展開するために設計された、高度な専門性を備えた心臓胸部外科用手術器具です。解剖学的に適合する広幅で湾曲したブレードにより、周囲の組織に過度な圧迫を与えることなく、肺実質を圧迫し、肋間筋をスムーズに牽引することが可能です。

強固な胸部牽引を想定して設計されたこのシリーズは、9 ½ inches to 10 inches (approx. 24–25.4 cm) の全長を備え、物理的に強力なレバレッジを提供します。ブレードサイズは、22 mm × 82 mm (\$99)、43 mm × 108 mm (\$109)、および超広幅の 65 mm × 115 mm (\$119) の3つの標準規格で製造されています。ティアドロップ型の指穴を備えたハンドルは、滑りにくく確実なグリップを助手にもたらし、長時間の開胸手術における手の疲労を大幅に軽減します。

反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor MakerのCoryllos Retractorsは、強い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐える耐久性を備えています。心臓胸部外科および一般外科チームに長期的な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest