



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Raíz Nerviosa Holsher

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Raíz Nerviosa Holsher

SKU RM-HNRR-235-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Raíz Nerviosa Holsher	23.5 cm de longitud total, hoja roma descendente ancha	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Raíz Nerviosa Holsher es un retractor neuroquirúrgico y espinal especializado, diseñado específicamente para proporcionar una movilización segura y atraumática, así como protección de las delicadas raíces nerviosas y del saco tecal durante descompresiones espinales posteriores. Diseñado con un vástago alargado y delgado, este instrumento permite a los cirujanos de columna un acceso profundo al espacio interlaminar mientras mantiene las manos del asistente fuera del campo de visión microscópico.

Construido para un manejo de precisión durante discectomías delicadas, esta configuración específica del Separador de Raíz Nerviosa Holsher presenta una longitud total de la herramienta de 23.5 cm (\$44). Su extremo de trabajo incorpora un diseño de hoja ancha con bordes descendentes romos específicamente diseñados para sostener las raíces nerviosas suavemente, evitando que se deslicen de nuevo hacia la ventana operatoria o sufran lesiones por fresas de alta velocidad y pinzas gubias. La amplia superficie de la hoja distribuye la contracción de manera uniforme para prevenir traumas isquémicos focales.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker suministra el Separador de Raíz Nerviosa Holsher no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector, proporcionando a los cirujanos de columna y equipos neuroquirúrgicos de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una total confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest