



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Wiltse-Gelpi Self-Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Wiltse-Gelpi Self-Retaining Retractor

SKU RM-WGSRR-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
28.0 cm Tasarım — Dışa kavisli kollar, sivri uçlar, cırcırlı kilit	RM-WGSRR-1-1	\$99
30.5 cm Yerleşim — Dışa kavisli kollar, keskin uçlar, kilitli mandal	RM-WGSRR-1-2	\$109

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Wiltse-Gelpi Self-Retaining Retractor, özellikle paraspinal ve posterolateral spinal yaklaşımlar (Wiltse yaklaşımı) sırasında derin, eller serbest müsküler ekarman sağlamak üzere tasarlanmış uzmanlaşmış bir ortopedik ve spinal cerrahi ekartördür. Derin erişimli dışa doğru kavisli kollarla tasarlanan bu alet, ağır multifidus ve longissimus kas planlarına sıkıca sabitlenerek faset eklemlere ve transvers proseslere geniş, statik bir operasyon koridoru sağlar.

Üstün yapısal mukavemetini korurken sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Wiltse-Gelpi Self-Retaining Retractor serisi iki toplam uzunlukta sunulmaktadır: standart yetişkin posterior lomber koridorlar için 28 cm (\$99) yapılandırması ve derin müsküler veya bariatrik spinal sahalar için uzatılmış 30.5 cm (\$109) yapılandırması. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu profili, doku ayrımını hassaslaştırmak ve intraoperatif kayma olmaksızın güvenli sabitleme sağlamak için keskin uçlarla sonlanan dışa kavisli kollara sahiptir. Çok pozisyonlu mekanik mandal kilidi, dekortikasyon ve pedikül vidası yerleştirme boyunca karşı traksiyonu güvenilir bir şekilde tutar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Wiltse-Gelpi Self-Retaining Retractor cihazını ağır mekanik yüklere dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki omurga merkezlerine, beyin cerrahi ünitelerine ve ortopedik travma ameliyathanelerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest