



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Chandler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Chandler

SKU RM-CHR-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno (16.0 mm leaf)	RM-CHR-1-1	\$69
Médio (valva de 20.0 mm)	RM-CHR-1-2	\$74
Grande (folha de 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Chandler é um instrumento cirúrgico ortopédico indispensável, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea confiável e deslocamento de tecidos moles durante artroplastias totais de quadril e cirurgias reconstrutivas articulares. Desenvolvido com uma lâmina em formato de folha arqueada para trás, este instrumento envolve suavemente os contornos ósseos, permitindo que os assistentes cirúrgicos mantenham uma contra-tração contínua sem deslizar das bordas corticais.

Construído para alavancagem pesada de extremidades inferiores, a série de Afastadores Chandler apresenta um comprimento total de 9.25 polegadas (23.49 cm) com três tamanhos de ponta selecionáveis que abrangem uma ampla faixa funcional: Pequeno (\$69), Médio (\$74) e Grande (\$79), com larguras de folha medindo de 16.0 mm a 25.0 mm. A borda arredondada e romba da lâmina protege vasos femorais delicados, nervos e o periósteo contra lesões por esmagamento, enquanto proporciona um corredor visual amplo em espaços articulares profundos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Chandler para suportar alavancagem ortopédica pesada sem deformação, proporcionando às equipes de trauma e substituição articular em todo o mundo durabilidade clínica excepcional e longevidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest