



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur nasal Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur nasal Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU RM-ANR-FO-1

\$149 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	Longueur 6 ¼" (15.9 cm), lame concave 7.0 mm, faisceau lumineux
1	Adaptateur universel pour guide de lumière	S'adapte aux câbles à fibres optiques standard du bloc opératoire
1	Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic est un écarteur de rhinoplastie éclairé de premier plan, conçu pour fournir une illumination cristalline et sans ombre ainsi qu'une élévation des tissus au sein des couloirs intranasaux profonds. En combinant l'écartement anatomique avec un canal de lumière à fibres optiques intégré, cet instrument élimine les zones d'ombre causées par les scialytiques, offrant une visualisation directe du site d'ostéotomie et du septum cartilagineux.

Conçu pour optimiser l'espace de travail dans les voies nasales étroites, cet Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic présente une longueur totale de 6 ¼ inches (15.9 cm) et un profil de lame concave mince de 7.0 mm de large. La géométrie concave crée un dégagement supplémentaire pour les ostéotomes, les râpes et les canules d'aspiration tout en soulevant le lambeau dorsal. L'instrument intègre un guide de lumière à fibres optiques sans raccord, terminé par un adaptateur universel compatible avec les câbles de lumière hospitaliers standard (Storz, ACMI, Wolf).

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit l'Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic non stérile et entièrement autoclavable, offrant une durabilité exceptionnelle et une illumination brillante pour les procédures nasales esthétiques exigeantes.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest