



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Sofield

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Sofield

SKU RM-SFR-SERIES-1

\$46 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Taille #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Taille #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Taille #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Taille #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Taille #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Taille #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Sofield est un écarteur chirurgical orthopédique essentiel, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique et sûr des tissus mous et du périoste le long des diaphyses des os longs lors des ostéotomies et des réparations de fractures. Doté d'une lame courbe allongée qui épouse parfaitement le cortex osseux, cet instrument permet aux chirurgiens d'écarter les corps musculaires et les lambeaux périostés des coupes osseuses sans glisser ni provoquer de compression neurovasculaire focale.

Conçue pour résister à des cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en restant hautement résistante à la corrosion, cette gamme d'écarteurs Sofield est hautement personnalisable à travers six tailles de modèles distinctes (\$46). Fabriqués à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), tous les modèles (taille #1 à taille #6) sont disponibles en six longueurs totales : 18.0 cm, 19.5 cm, 20.3 cm, 21.0 cm, 22.3 cm et 22.8 cm. Les dimensions de la lame active varient de 13 mm × 19 mm pour la taille #1 jusqu'à 19 mm × 114 mm pour la taille #6. Chaque variante dispose d'une poignée à surface plane offrant un confort de prise en main supérieur, un levier manuel optimal et une réduction de la fatigue manuelle lors des reconstructions osseuses prolongées.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Sofield selon des normes cliniques strictes, offrant aux services d'orthopédie pédiatrique, aux centres de traumatologie et aux unités de reconstruction des os longs du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest