



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Bochechas Hajek

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Bochechas Hajek

SKU RM-HCR-175-1

\$24 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Hajek Cheek Retractor	Comprimento total de 17.5 cm, lâmina atraumática, cabo ergonômico — 1	\$24
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de trânsito — 1	\$24

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Bochechas Hajek é um retrator cirúrgico bucomaxilofacial essencial, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático das bochechas, lábios e mucosa oral durante cirurgias dentais, alveolares e ortognáticas. Desenvolvido com um perfil de lâmina atraumática, este instrumento protege os tecidos moles de brocas cirúrgicas e fresas rotativas, mantendo uma visão operatória ampla da dentição e mandíbulas.

Construído para garantir manuseio operacional preciso, esta configuração do Afastador de Bochechas Hajek apresenta um comprimento total de 17.5 cm (\$24) com uma massa leve de 0.080 kg que minimiza a fadiga do usuário. Sua extremidade de trabalho incorpora uma disposição de lâmina suave e atraumática que distribui a contra-tração manual uniformemente pelos tecidos bucais, prevenindo isquemia por pressão localizada ou lacerações na mucosa. O cabo ergonômico de aderência confortável proporciona aos assistentes cirúrgicos um controle manual firme e antiderrapante durante procedimentos orais prolongados.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Bochechas Hajek sob rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para clínicas odontológicas, de cirurgia oral e bucomaxilofaciais em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest