



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Parker Retractor- Set Of Two

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Parker Retractor- Set Of Two

SKU RM-PR-SET-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Parker Retractor- Set Of Two; genel, ortopedik ve plastik cerrahi prosedürleri sırasında yara kenarlarının güvenli, travmatik yer değiştirmesini ve yumuşak doku elevasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir eşli cerrahi alet setidir. Merkezi bir sapın zıt uçlarında yer alan kavisli C şeklindeki bıçaklarla tasarlanan bu ekartörler, cerrahi ekiplerin alet değiştirmeden farklı doku derinlikleri arasında zahmetsizce geçiş yapmasına olanak tanır.

Çok yönlü klinik kullanım için üretilen Parker Retractor- Set Of Two, seçilebilir beş boyutsal uzunlukta tek tip çift uçlu tasarımı korur: 5 inches (12.7 cm, \$44), 5 1/2 inches (13.97 cm, \$49), 6 inches (15.24 cm, \$54), 7 inches (17.78 cm, \$59) ve 7 1/4 inches (18.42 cm, \$64). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen her iki çalışma ucu, lokalize ezilme travmasına neden olmadan deri kenarlarını, deri altı yağını ve kas düzlemlerini temiz bir şekilde kavrayan pürüzsüz, yuvarlatılmış bıçak ağızlarına sahiptir. Sağlam düz sap, asistanlara sabit ve kaymaz manuel kontrol sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Parker Retractor- Set Of Two ürününü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Dünya çapındaki ameliyathaneler, travma merkezleri ve ayakta tedavi cerrahi klinikleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest