



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретракторов для поясничной
микродискэктомии Caspar Lumbar Microdiscectomy
Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Система ретракторов для поясничной микродискэктомии Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

SKU RM-CLMRS-1

\$799 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Латеральная лопатка	40 мм
1	Латеральная лопатка	45 мм
1	Латеральная лопатка	50 мм
1	Латеральная лопатка	55 мм
1	Латеральная лопатка	60 мм
1	Латеральная лопатка	65 мм
1	Латеральная лопатка	75 мм
1	Расширитель (Specula)	40 мм
1	Расширитель (Specula)	45 мм
1	Расширитель (Specula)	50 мм
1	Расширитель (Specula)	55 мм
1	Расширитель (Specula)	60 мм
1	Расширитель (Specula)	65 мм
1	Расширитель (Specula)	75 мм

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Щипцы для смены лопаток	Щипцы с быстроразъемным механизмом для замены лопаток
1	Рама ретрактора Caspar Microdiscectomy	Контрретракционная рама
1	Стерилизационный короб	Алюминиевый контейнер с лотком-органайзером

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система ретракторов Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System — это классическая, высокоэффективная платформа, разработанная специально для обеспечения беспрепятственного микродоступа при декомпрессии поясничных дисков и каналов. Сочетая контрретракционную раму со сменными расширителями и латеральными лопатками, эта система создает узкий, стабильный коридор, освобождая операционное поле от громоздких инструментов.

Предназначенная для микродискэктомии и прицельной ламинэктомии, система Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System включает 17 прецизионных компонентов. В комплект входят ретракционная рама Caspar, семь латеральных зеркал глубиной от 40 мм до 75 мм, семь соответствующих расширителей глубиной от 40 мм до 75 мм и специальные щипцы для быстрой и безопасной интраоперационной смены лопаток без травмирования тканей.

Изготовленная из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, компания Retractor Maker предоставляет полную систему Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System в нестерильном виде. Набор полностью пригоден для автоклавирования и поставляется в прочном алюминиевом контейнере для стерилизации с ложементом, что гарантирует удобство организации и долговечность эксплуатации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest