



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Vascular Lobster System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Vascular Lobster System

SKU RM-VLS-1

\$2,699 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	¾" × 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	3½" × 2"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" × 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" × 4½"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" × 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor	1" × 6"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	¾" × 4½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	2" × 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	3" × 6½"

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" x 5"
1	Sterilization Box	—

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Vascular Lobster System é um afastador cirúrgico adaptável montado em mesa, projetado para fornecer exposição confiável e com as mãos livres durante intervenções vasculares abertas de alto risco. Ancorado rigidamente ao trilho da mesa de operação por meio de um poste vertical e grampo de montagem, esta plataforma autoestática elimina a fadiga cirúrgica e evita deslocamentos acidentais da lâmina ao operar próximo a grandes vasos frágeis.

Configurado especificamente para acesso vascular periférico e aórtico abdominal, o Vascular Lobster System apresenta uma estrutura Lobster de baixo perfil e oito pinças de afastador de travamento rápido. O conjunto de 10 lâminas giratórias fornece poder de fixação direcionado, incluindo afastadores de veia Renal estreitos, lâminas Esplâncnicas viscerais profundas (até 6"), lâminas Fence protetoras, Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo e tiras maleáveis perfuradas que se ajustam às paredes dos vasos sem causar lesões por cisalhamento.

Cada componente é fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), não magnético, com acabamento acetinado antirreflexo suave. A Retractor Maker fornece o Vascular Lobster System não estéril e totalmente autoclavável em uma caixa de esterilização sob medida, oferecendo durabilidade de nível hospitalar e rastreabilidade completa para cadeias de suprimentos cirúrgicos.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest