



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор для гемиламинэктомии
Markham-Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор для г емиламинэктом ии Markham-Me yerding

SKU RM-MMHR-17-1

\$124 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малый — 40 mm x 25 mm бранша	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Среднее — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Большой — зеркало 60 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-3	\$124

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор для гемиламинэктомии Markham-Meyerding Hemilaminectomy Retractor — это специализированный спинальный инструмент, разработанный для создания стабильного одностороннего операционного окна при задней поясничной гемиламинэктомии и дискэктомии. Благодаря асимметричной конструкции, инструмент фиксируется на остистом отростке, одновременно отводя массивные параспинальные мышцы латерально от ламинарного коридора.

Изготовленный в соответствии с клиническими стандартами, Markham-Meyerding Hemilaminectomy Retractor имеет общую длину 17 cm (\$124) и доступен в двух зеркальных вариантах исполнения. Вариант 1 оснащен лопаткой 63.5 mm x 25 mm слева и одинарным крючком справа, Вариант 2 — лопаткой справа и крючком слева. Многопозиционный реечный замок-кремальера автоматически поддерживает постоянную противотягу, исключая усталость рук ассистента при глубокой декомпрессии канала.

Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием. Retractor Maker производит Markham-Meyerding Hemilaminectomy Retractor с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая нейрохирургические и ортопедические отделения по всему миру надежным, коррозионностойким и долговечным инструментарием.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest