



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Fiber Optik Kılavuzlu Sigmoid Notch Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fiber Optik Kılavuzlu Sigmoid Notch Ekartörü

SKU RM-SNRFOG-22-1

\$139 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Fiber Optik Kılavuzlu Sigmoid Notch Ekartörü	22 cm uzunluk, 9.5 / 16 mm uç, fiber optik kanal
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Fiber Optik Kılavuzlu Sigmoid Notch Ekartörü, superior mandibular ramus boyunca kemik korumasını doğrudan, gölgesiz optik aydınlatma ile birleştirmek için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf aydınlatmalı bir oral ve maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Sigmoid çentiğe kancalanacak şekilde tasarlanan bu enstrüman, yüksek yoğunluklu ışığı derin infratemporal ve submasseterik koridorlara yönlendirerek cerrahların dikey osteotomi kesilerini tam anatomik güvenle gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Erişim mesafesi ve manuel kontrol arasında optimum denge sağlamak üzere inşa edilen bu Fiber Optik Kılavuzlu Sigmoid Notch Ekartörü konfigürasyonu, 22 cm (\$139) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Paslanmaya karşı ömür boyu garanti sunmak için birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu profili, kortikal kemiğe sıkıca sabitlenen tam bükümlü uç geometrisine sahip 9.5 mm / 16 mm konkav uç düzenini içerir. Entegre aydınlatma düzeneği, standart ameliyathane ışık kaynaklarıyla (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) uyumlu evrensel konnektörlü yerleşik bir fiber optik kılavuz kanalı düzenine sahiptir ve derin intraoral alanlardaki gölgelenmeyi ortadan kaldırır.

Metal yüzeylerde parlama önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Fiber Optik Kılavuzlu Sigmoid Notch Ekartörü'nü yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon protokollerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki ortognatik, travma ve kraniyofasiyal cerrahi ünitelerine olağanüstü optik netlik, yapısal rijitlik ve

tam klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest