



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

SKU RM-GCRDA-1

\$124 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
3 1/2 in (9 cm) ブレード	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) 弁	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) 弁	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) 弁	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) 弁 — 標準	RM-GCRDA-1-5	\$124

製品詳細

Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles は、整形外科、脊椎、再建外科における深部の軟部組織や腱の強力なハンズフリー牽引を目的に設計された特殊な自動開創器です。革新的なクロスアーム構造により、深部の術野内においてコンパクトで低背な形状を維持しながら、広範囲な機械的開口を実現します。

四肢の腱修復や深部空洞へのアプローチに最適化された本モデルは、全長 8 inches (20.32 cm, \$124) を採用しています。作用端には深い角度（ディープアングル）が設けられており、多様な組織密度に対応するため、製品ラインナップ全体で湾曲した鈍的または鋭的チップのバリエーションが統合されています。ジョーには特殊な鋸歯状の溝が施され、線維性の組織縁を正確かつ確実に把握し、指輪型のラチェット機構が持続的な開創張力を自動的に維持します。

Retractor Maker は、最高級の医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射防止のサテンマット仕上げを施して Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles を製造しています。強力な組織の反発力に耐えうる優れた機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の整形外科、手外科、脊椎外科センターに提供されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest