



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Volkman Retractor-USA Pattern

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Volkman Retractor-USA Pattern

SKU RM-VRUP-223-1

\$64 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
2 зубца (тупые / острые) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 зубца (тупые / острые) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 зубца (Тупые / Острые) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Зубцов (Тупые / Острые) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Volkman Retractor-USA Pattern — это базовый ручной хирургический инструмент, специально разработанный для обеспечения надежного, нескользящего поднятия кожных лоскутов и смещения мягких тканей в ходе общих, ортопедических и пластических операций. Благодаря наличию нескольких изогнутых зубцов, этот инструмент позволяет ассистентам прикладывать равномерную контртягу к кожным и подкожным слоям, не вызывая локальных разрывов тканей или ишемии краев раны.

Каркас Volkman Retractor-USA Pattern выдерживает высокочастотные циклы автоклавирования без потери свойств и имеет общую длину 22.3 см, что обеспечивает ассистентам отличный рабочий вылет. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса и доступен с количеством зубцов: 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74) или 6 (\$79). Хирурги могут выбирать между тупыми зубцами для безопасных, атравматичных манипуляций или острыми зубцами для прочного захвата более плотных тканей. Варианты ширины рабочей части варьируются от 8 mm до 26

mm, включая такие опции, как 11 mm, 18 mm, 26 mm и 40 mm.

Retractor Maker производит Volkman Retractor-USA Pattern с антибликовым сатинированным покрытием в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая травматологические центры, отделения пластической хирургии и операционные залы по всему миру инструментами с исключительной коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и полной долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest