



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Core двухсторонний

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Соре двухсторонний

SKU RM-CRDE-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Соре двухсторонний	общая длина 18 см, двойные лезвия 6.0 mm и 11.0 mm	\$29
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Соре двухсторонний — это высокофункциональный ручной хирургический инструмент, разработанный специально для атравматичной ретракции мягких тканей и краев ран в широком спектре клинических областей. Благодаря интеграции лезвий разного размера на едином корпусе, этот ретрактор позволяет хирургическим бригадам мгновенно переходить от поверхностной к промежуточной глубине тканей без смены инструментов.

Созданный для исключительного ручного контроля, данный вариант ретрактора Соре имеет общую длину 7 ⅞ inches (18 cm, \$29). Его рабочие концы включают узкое лезвие шириной 6.0 mm на одном конце для точной локальной ретракции и лезвие шириной 11.0 mm на противоположном конце для более широкого смещения мышц и фасций. Гладкие контурные края лезвий обеспечивают надежную тракцию тканей, предотвращая локальную ишемию или разрывы. Сбалансированная центральная рукоятка обеспечивает удобный захват для ассистента, не вызывающий утомления.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым матовым покрытием, Retractor Maker производит этот инструмент с расчетом на многократные циклы стерилизации, обеспечивая операционные залы общей, пластической и ЛОР-хирургии оборудованием с высокой коррозионной стойкостью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest