



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Mollison Anterior Pillar Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Mollison Anterior Pillar Retractor

SKU RM-MAPR-22-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Mollison Anterior Pillar Retractor	全長22 cm、10 mmダブルスレンダーブレード、角度付きハンドル	\$44
保護スリーブ / ボックス	輸送用個別包装	\$44

製品詳細

Mollison Anterior Pillar Retractorは、扁桃摘出術や口腔外科手術において、口蓋舌弓および扁桃前口蓋弓を安全かつ愛護的に変位させるために不可欠な耳鼻咽喉科用牽引器です。角度の付いたワーキング構成により、ENT外科医は粘膜縁を的確に牽引でき、扁桃窩の切除や止血操作のための遮るもののない視界を確保できます。

精度を最大化し、手にかかる負担を軽減するように設計されたこのMollison Anterior Pillar Retractorは、全長22 cm（\$44）の仕様となっています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、粘膜の裂傷を防ぐために丸みを帯びた非外傷性エッジを持つ10 mmのダブルスレンダーブレードを採用しています。軽量で角度の付いたセンターハンドルは、長時間の症例においても手術助手に安定した疲労の少ないマニュアルレバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のMollison Anterior Pillar Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されています。世界中の耳鼻咽喉科手術室、外来手術クリニック、口腔外科センターに対し、卓越した耐久性、耐食性、そしてオートクレーブに対する完全な信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest