



## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель реберный Baby-Haight

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Ранорасширите ль реберный Baby-Haight

**SKU** RM-BHRS-52-1

**\$289 USD**

### СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

| КОЛИЧЕСТВО | КОМПОНЕНТ                                                | РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Ультрамینیатюрная направляющая рама линейного расширения | Направляющая с микропазами, разработанная для параметров неонатальной хирургии |
| 2          | Съемные окончатые латеральные зеркала (Пара 1)           | Мини-лопатки 9 mm x 10 mm для тканей, минимизирующие риск некроза от давления  |
| 2          | Съемные окончатые латеральные зеркала (Пара 2)           | Мини-лопатки 9 mm x 20 mm для более глубоких доступов у младенцев              |
| 1          | Встроенный винтовой замок с мелким шагом                 | Низкопрофильный винт-барашек для пошагового контроля ширины                    |
| 2          | Эргономичные бранши микрофорцепсов                       | Обтекаемые легкие профили рукояток с гладкими внешними краями                  |
| 1          | Защитный кейс / коробка                                  | Стандартная транспортная упаковка                                              |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель реберный Baby-Haight — это специализированный неонатальный и педиатрический кардиоторакальный ретрактор, разработанный специально для безопасного и постепенного разведения межреберных промежутков у новорожденных с чрезвычайно хрупкой грудной клеткой. Оснащенный направляющей рамкой с микропазами для линейного расширения, этот инструмент позволяет педиатрическим хирургам распределять усилия механической дистракции с пошаговой микроточностью, исключая очаговый некроз от давления и предотвращая переломы ребер во время операций на сердце при врожденных пороках.

Разработанный специально для неонатальной хирургии, полный комплект Baby-Haight (\$289) обеспечивает возможность микрорасширения до 52 mm. Модульная система, изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, включает четыре съемных окончатых латеральных зеркала (две взаимозаменяемые пары): пара 1 размером 9 mm × 10 mm для неглубоких неонатальных разрезов и пара 2 размером 9 mm × 20 mm для более глубоких торакальных доступов у младенцев. Встроенный винтовой замок с мелким шагом и винтом-барашком обеспечивает пошаговый самодержащий контроль ширины, а обтекаемые бранши микрофорцепсов с гладкими внешними краями защищают окружающие мягкие ткани.

Инструмент имеет антибликовое сатинированное покрытие. Компания Retractor Maker производит Baby-Haight Rib Spreader с расчетом на многократные циклы стерилизации, обеспечивая центры детской кардиологии, отделения неонатальной хирургии и детские больницы по всему миру оборудованием с исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью при автоклавировании.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest