



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Crawford Aorta-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Crawford Aorta-Retraktor

SKU RM-CAR-VASC-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Kleines Modell — 19 cm length, 15.0 mm Blatt	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Großes Modell — 19 cm Länge, 15.0 mm Valve	RM-CAR-VASC-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Crawford Aorta-Retraktor ist ein unverzichtbarer kardiovaskulärer Wundhaken, der speziell für die sichere, atraumatische Verlagerung der Aorta, der Vena Cava und großer peripherer Gefäße während Gefäßrekonstruktionen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem anatomisch gebogenen Blatt, das sich an große Arterienstämme anpasst, ermöglicht dieses Instrument dem Gefäßchirurgie-Team einen ungehinderten operativen Zugang bei gleichzeitiger Minimierung der Scherkräfte auf fragile, atherosklerotische Gefäßwände.

Dieser Crawford Aorta-Retraktor wurde für Mikropräzision in tiefen thorakalen und abdominalen Operationsfeldern konzipiert und weist eine Gesamtlänge von 19 cm bei einer Blattbreite von 15.0 mm auf. Chirurgen können zwischen zwei spezifischen Blattoptionen wählen: einem Small-Blatt (\$44), ideal für Eingriffe mit hoher Mikropräzision in engen Operationsfeldern, und einem Large-Blatt (\$49), das für das Anheben breiterer Gefäßsegmente konfiguriert ist. Der ausbalancierte ergonomische Griff gewährleistet eine stetige, ermüdungsfreie manuelle Gegentraktion während komplexer Anastomosen.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit mattem Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Crawford Aorta-Retraktor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet kardiovaskulären, thorakalen und gefäßchirurgischen Teams hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Stabilität und vollständige klinische Haltbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest