



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

3 Parmaklı Yelpaze Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



3 Parmaklı Yelpaze Retraktör

SKU RM-FR3F-299-1

\$299 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
5 mm — Eklemlı	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — Eklemsız	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — Eklemlı	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — Eklemsız	RM-FR3F-10N-1	\$299

ÜRÜN AÇIKLAMASI

3 Parmaklı Yelpaze Retraktör, minimal invaziv karın ve pelvik prosedürler sırasında güvenilir, odaklanmış yumuşak doku yer değıştirmesi ve visseral kaldırma sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir laparoskopik cerrahi retraktördür. Kusursuz bir şekilde alçak profilli bir silindire kapanan üç kilitli mekanik bıçakla tasarlanan bu alet, optik alanı kalabalıklaştırmadan dokuları temizce kavrayan anatomik bir üçlüye açılmadan önce standart trokarlardan kolayca geçer.

Klinik çerçeve özelliklerine göre üretilen bu 3 Parmaklı Yelpaze Retraktör modeli (\$299), 5 mm veya 10 mm şaft çapı seçenekleriyle sunulmakta olup, 330 mm'den 375 mm'ye kadar çalışma uzunluklarına sahiptir (genel alet uzunluğu 438 mm'den 487 mm'ye kadar). Alman paslanmaz çeliğinden el yapımı olarak üretilen alet, cerrahların çalışma ucunu mezenterik açılarının etrafında bükmesine olanak tanıyan Eklemlı veya Eklemsız şaft konfigürasyonlarında seçilebilir. Basıncılı lümen irrigasyonu için tutma tertibatına özel bir luer-lock yıkama portu entegre edilmiştir, pürüzsüz travmatik olmayan parmak kenarları ise serozal aşınmaları veya bağırsak yırtılmalarını önler.

Yansıma önleyici saten mat bir yüzeyle dövülmüş olan Retractor Maker, 3 Parmaklı Yelpaze Retraktör'ü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte olup, dünya çapındaki laparoskopik

ameliyathanelere, sindirim cerrahisi ünitelerine ve minimal invaziv jinekolojik merkezlere olağanüstü yapısal sağlamlık, korozyon direnci ve eksiksiz otoklav güvenilirliği sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest