



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de type Fukuda Style Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteurs de type Fukuda Style Retractors

SKU RM-FSR-SHLD-1

\$89 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
6 ½" (16.51 cm) — 30 mm ou 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 ¾" (22.23 cm) — 30 mm ou 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm ou 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs Fukuda Style Retractors sont des instruments de chirurgie orthopédique essentiels, conçus spécifiquement pour assurer un déplacement contrôlé et fiable de l'humérus proximal par rapport à la cavité glénoïde lors des reconstructions de l'épaule. Dotés d'une lame fenêtrée en anneau à courbure anatomique, ces écarteurs maintiennent fermement la tête humérale, permettant aux chirurgiens de préparer la surface glénoïdienne sans risque de glissement de l'instrument ou de cisaillement du cartilage.

Conçue pour une adaptabilité procédurale totale, la gamme Fukuda Style Retractors est fabriquée en trois longueurs au choix : un modèle compact de 6 ½ pouces (89 \$), un modèle intermédiaire de 8 ¾ pouces (94 \$) et un modèle étendu de 9 pouces (99 \$). La gamme est proposée avec deux profils de largeur de lame standardisés — 30 mm et 35 mm — permettant aux équipes chirurgicales de s'adapter aux dimensions humérales spécifiques du patient. Son manche plat ergonomique offre aux assistants une contre-traction stable et un contrôle antidérapant.

Usinés à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit les Fukuda Style Retractors pour résister à des charges mécaniques élevées et à des cycles répétés d'autoclavage, offrant aux équipes de reconstruction de l'épaule et de médecine du sport une durabilité, une résistance à la corrosion et des performances cliniques exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest