



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Ferreira Face Lift Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira Face Lift Retractor

SKU RM-FFLR-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Ferreira Face Lift Retractor	4 ¼" (108 mm) Gesamtlänge, 22 mm breites gebogenes Blatt	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Ferreira Face Lift Retractor ist ein spezialisiertes, handgehaltenes Instrument für die ästhetische Chirurgie, das speziell für die atraumatische Weichteilretraktion und das Anheben von Hautlappen bei Gesichtsverjüngungsverfahren entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem ergonomischen Schaft und einem sanft gebogenen distalen Blatt, ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen, Haut- und SMAS-Lappen sauber zu unterminieren und anzuheben, während Äste des Gesichtsnervs und Gefäßnetzwerke vor Quetschungen geschützt werden.

Konzipiert für die gezielte Deflektion von Gesichtslappen, weist diese spezifische Konfiguration des Ferreira Face Lift Retractor eine Gesamtlänge von 4 ¼ inches (108 mm) auf. Sein Arbeitsende umfasst ein 22 mm breites Blattprofil, das mit glatten, abgerundeten Rändern konturiert ist, um den manuellen Gegenzug gleichmäßig über das Hautgewebe zu verteilen und lokale Ischämien, Dellenbildung oder Risse an den Rändern zu verhindern. Der leichte, ergonomische Flachgriff bietet chirurgischen Assistenten eine stabile, rutschfeste manuelle Kontrolle während langwieriger Gesichtsdissektionen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Ferreira Face Lift Retractor nach strengen klinischen Standards. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Zentren für kosmetische und plastische Gesichtschirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest