



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Histerectomía Heaney

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Histerectomía Heaney

SKU RM-HEHR-1

\$84 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
44 mm × 25 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm × 25 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm × 28.5 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm × 25 mm — 17 cm o 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador para histerectomía Heaney es un instrumento quirúrgico ginecológico fundamental, diseñado específicamente para proporcionar una retracción amplia y antideslizante de la pared vaginal y los tejidos pélvicos durante la histerectomía vaginal y la reconstrucción pélvica. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto que termina en un labio de retención pronunciado, este instrumento permite a los cirujanos mantener una visualización operativa profunda del cuello uterino, los ligamentos uterosacros y los fórnix vaginales.

Diseñado para una adaptabilidad procedimental completa, esta serie de separadores Heaney de Retractor Maker está disponible en dos longitudes totales: un modelo compacto de 17 cm (\$84) para campos poco profundos y un modelo extendido de 27 cm (\$89) para acceso pélvico profundo. Los cirujanos pueden seleccionar entre cuatro perfiles de hoja distintos: 44 mm × 25 mm, 70 mm × 25 mm, 73 mm × 28.5 mm y una configuración extra profunda de 114 mm × 25 mm. Su mango ergonómico ofrece un apalancamiento manual constante, evitando el deslizamiento del tejido sin lacerar la delicada mucosa vaginal.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica el separador para histerectomía Heaney para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los equipos de obstetricia, ginecología

y uroginecología de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y compatibilidad total con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest